

NÁVOD K POUŽITÍ RE-MERGE

Připravili jsme pro vás několik jednoduchých kroků, které vám zpříjemní a usnadní používání přístroje RE-Merge. Věříme, že s jejich pomocí si svou každodenní péči užijete naplno a s maximálním komfortem.

Před prvním použitím:

Doporučujeme nastavit angličtinu jako výchozí jazyk. Po zapnutí přístroje podržte současně tlačítka **A** a **LV** po dobu 5 vteřin – jazyk se automaticky přepne na angličtinu.

1. Před ošetřením pleti přístrojem RE-Merge vždy odlište s osušte pleť

Automatický režim

- 1.1. Přístroj zapněte tlačítkem 
Po té stiskněte **A** pro volbu automatického režimu
- 1.2. Přiložte přístroj k pleti a proveďte měření hydratace

Manuální režim

- 1.1. Přístroj zapněte tlačítkem 
Po té stiskněte **LV** pro volbu manuálního režimu
a zvolte intenzitu ošetření na stupnici od 1 do 5
opětovným stisknutím tlačítka **LV**

2. Naneste na hlavici přístroje větší množství 8Pepta Boosting Gel Cream

3. Přiložte přístroj k pleti a začněte masáž krouživými pohyby po celém obličeji po dobu 10 minut.

4. Dbejte na to, aby byl přístroj po celou dobu masáže v kontaktu s pletí